

Anticorpo Policlonal Anti-Citocromo C Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P99999

Número do item: CM0013459



introdução

Anticorpo policlonal de coelho dirigido contra o citocromo C humano, validado para as aplicações de WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta o citocromo C humano, de camundongo e de rato. Ideal para o estudo da apoptose e do transporte mitocondrial de elétrons.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Cytochrome C Rabbit pAb
Observações/Alcunha	CYC; HCS; THC4; C
Espécie	Humana
GeneID (humano)	54205
GeneID	54205
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-105 do citocromo C humano (NP_061820.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P99999
Peso da proteína	12 kDa
Envio	Bolsa de gelo