

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Citocromo C Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P99999

Número do item: CM0015360



introdução

O anticorpo policlonal de coelho anti-Citocromo C da CamelBio é validado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Ele detecta Citocromo C humano, de camundongo e rato, um marcador chave de apoptose e respiração mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Citocromo C pAb de Coelho
Observações/Apelido	CYC; HCS; THC4; Citocromo C
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	54205
ID do Gene	54205
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-105 do Citocromo C humano (NP_061820.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P99999
Peso Proteico	12 kDa
Envio	Saco de Gelo