

Anticorpo Monoclonal Anti-Citocromo P450 2E1 (Cyp2E1) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P05181

Número do item: CM0007237



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CYP2E1 humano, validado para WB, IF, IHC e ELISA. Detecta CYP2E1 humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas em metabolismo de fármacos e toxicologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho contra o Citocromo P450 2E1 (CYP2E1)
Observações/Apelido	CPE1; CYP2E; P450-J; P450C2E; Citocromo P450 2E1 (CYP2E1)
Espécie	Humana
ID do Gene	1571
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 234-493 do Citocromo P450 2E1 (CYP2E1) humano (NP_000764.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	P05181
Peso da Proteína	57 kDa
Envio	Gelo em bolsa térmica