

Anti-Citocromo P450 2E1 (Cyp2E1) Mab De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - P05181

Número do item: CM0007152



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CYP2E1 humano, validado em WB, IHC-P, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudar o metabolismo de ácidos graxos e a desintoxicação de xenobióticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Citocromo P450 2E1 (CYP2E1) mAb de Coelho
Observações/Apelido	CPE1; CYP2E; P450-J; P450C2E; Citocromo P450 2E1 (CYP2E1)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1571
GeneID	1571
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 234-493 do CYP2E1 humano (NP_000764.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05181
Peso Proteico	57kDa
Envio	Saco de gelo