

## Anticorpo Monoclonal Anti-Citocromo P450 4A (Cyp4A11) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q02928

Número do item: CM0002834

### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado que visa o CYP4A11 humano, adequado para WB, IHC-P e ELISA. Permite a pesquisa sobre  $\omega$ -hidroxilação de ácidos graxos, metabolismo do ácido araquidónico e sinalização de 20-HETE. Detecta humano, rato e camundongo.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Citocromo P450 4A (CYP4A11) mAb de Coelho                                           |
| Observações/Apelido | CP4Y; CYP4A2; CYP4A11; CYP4A11; Citocromo P450 4A (CYP4A11)                         |
| Espécie             | Humano                                                                              |
| GeneID (Humano)     | 1579                                                                                |
| GeneID              | 1579                                                                                |
| Imunogénio          | Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 50-150 do CYP4A11 humano (Q02928) |
| Fonte               | Coelho                                                                              |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                              |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                                    |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                            |
| SWISS               | Q02928                                                                              |
| Peso da Proteína    | 59kDa                                                                               |
| Envio               | Saco de gelo                                                                        |