

Anticorpo Policlonal Anti-Cytohesin-1 (Cyth1) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15438

Número do item: CM0021032



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Cytohesin-1 humana (CYTH1). Validado para WB, IF/ICC e ELISA, com reação cruzada com camundongo e rato. Proteína de ~46 kDa. Ideal para estudos de ativação de ARF, tráfego de membrana e polarização epitelial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	CYTH1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	B2-1; SEC7; PSCD1; D17S811E; CYTOHESIN-1; CYTH1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9267
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-70 da CYTH1 humana (NP_004753.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q15438
Peso da proteína	46 kDa
Envio	Bolsa de gelo