


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Citoqueratina 1 (Krt1) Para Wb, If-P, Elisa - P04264

Número do item: CM0004514



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Citoqueratina 1 (KRT1) de alta qualidade validado para aplicações WB, IF-P e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para estudos sobre diferenciação de queratinócitos e integridade estrutural epidérmica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-Citoqueratina 1 (KRT1) de coelho
Observações/Apelidos	K1; CK1; EHK; AEI2; EHK1; EPPK; KRT1A; NEPPK; Citoqueratina 1 (KRT1)
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	3848
ID do Gene	3848
Imunógeno	Peptídeo Sintético Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 545-644 da Citoqueratina 1 (KRT1) humana (P04264)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P04264
Peso Proteico	66kDa
Envio	Bolsa de gelo