


Anticorpo Monoclonal Anti-Citoqueratina 10 Para If-P, Elisa - P13645

Número do item: CM0004493



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado à Citoqueratina 10 humana (CK-10, K10). Validado para imunofluorescência (IF-P) e ELISA, reage de forma cruzada com camundongo e rato. Suporta pesquisa de diferenciação de queratinócitos e barreira cutânea.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho para Citoqueratina 10
Observações/Apelido	BIE; EHK; IHL; K10; KPP; BCIE; CK10; Citoqueratina 10
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3858
GeneID	3858
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 485-584 da Citoqueratina 10 humana (P13645).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P13645
Peso Proteico	59kDa
Envio	Bolsa de Gelo