

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Citoceratina 12 (Krt12) Para Wb E Elisa - Q99456

Número do item: CM0029441



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa a Citoceratina 12 (KRT12) humana. Adequado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa de epitélio corneano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Citoceratina 12 (KRT12) pAb de Coelho
Observações/Apelido	K12; MECD1; Citoceratina 12 (KRT12)
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3859
GeneID	3859
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 295-494 da Citoceratina 12 humana (Citoceratina 12 (KRT12)) (NP_000214.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99456
Peso da Proteína	54kDa
Envio	Saco com gelo