

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Citoqueratina 12 (Krt12) Para Wb E Elisa - Q99456

Número do item: CM0014888

introdução

Anticorpo policlonado de coelho contra a Citoqueratina 12 (KRT12) humana, validado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre epitélio corneano e distrofia corneana de Meesmann.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Citoqueratina 12 (KRT12) pAb de Coelho
Observações/Alias	K12; MECD1; Citoqueratina 12 (KRT12)
Espécie	Humano
ID do Gene	3859
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 295-494 da Citoqueratina 12 (KRT12) humana (NP_000214.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q99456
Peso Proteico	54kDa
Envio	Bolsa de gelo