

Anticorpo Monoclonal Anti-Citoqueratina 13 (Krt13) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P13646

Número do item: CM0002117

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Citoqueratina 13 (KRT13) humana, validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de epitélio mucoso e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Citoqueratina 13 (KRT13)
Observações/Apelido	K13; CK13; WSN2; Citoqueratina 13 (KRT13)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3860
ID do Gene	3860
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P13646
Peso Molecular da Proteína	50 kDa
Envio	Em saco de gelo