

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Citoqueratina 13 (Krt13) Para Wb, Elisa - P13646

Número do item: CM0028071

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Citoqueratina 13 (KRT13, CK13, K13) humana, validado para Western blot e ELISA. Adequado para amostras humanas, de rato e camundongo. PM ~50kDa. Uso em pesquisa em biologia do epitélio mucoso.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho contra Citoqueratina 13 (KRT13)
Observações/Apêndice	K13; CK13; WSN2; Citoqueratina 13 (KRT13)
Espécie (Alvo)	Humana
ID do Gene (Humano)	3860
ID do Gene	3860
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 269-458 da Citoqueratina 13 humana (Citoqueratina 13 (KRT13)) (NP_705694.2)
Fonte (Hospedeiro)	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P13646
Peso Molecular da Proteína	50kDa
Envio/Transporte	Saco de gelo