

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Citoceratina 13 (Krt13) Para Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P13646

Número do item: CM0020846

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a Citoceratina 13 (KRT13) humana, também conhecida como CK13 ou WSN2. Adequado para aplicações de Western blot, IHC, IF e ELISA em pesquisas epiteliais e de mucosa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Citoceratina 13 (KRT13) pAb de Coelho
Observações/Apelido	K13; CK13; WSN2; Citoceratina 13 (KRT13)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3860
GeneID	3860
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 269-458 da Citoceratina 13 (KRT13) humana (NP_705694.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P13646
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Saco de gelo