


Anticorpo Policlonal Anti-Citoqueratina 14 (Krt14) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02533

Número do item: CM0018682



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Citoqueratina 14 (KRT14/CK14) humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta KRT14 humana, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre queratinização, integridade epitelial e epidermólise bolhosa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Citoqueratina 14 (KRT14) Rabbit pAb
Observações/Alias	K14; NFJ; CK14; EBS1; EBS3; EBS4; EBS1A; EBS1B; EBS1C; EBS1D; Citoqueratina 14 (KRT14)
Espécie	Humana
ID do Gene (humano)	3861
ID do Gene	3861
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 371-470 da Citoqueratina 14 (KRT14) humana (NP_000517.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	P02533
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Bolsa de gelo