


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Citoceratina 14 (Krt14) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P02533

Número do item: CM0003344



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Citoceratina 14 (KRT14) (P02533) validado para WB, IHC-P, ELISA em humano, camundongo, rato. Imunogênio de proteína recombinante, 52kDa. Ideal para pesquisa em biologia de queratinócitos e epiteliais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Citoceratina 14 (KRT14) mAb de Coelho
Observações/Apelido	K14; NFJ; CK14; EBS1; EBS3; EBS4; EBS1A; EBS1B; EBS1C; EBS1D; Citoceratina 14 (KRT14)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3861
ID do Gene	3861
Imunogênio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 264-457 da Citoceratina 14 (KRT14) humana (P02533)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P02533
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Saco de gelo