

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Citoceratina 16 (Krt16) Para Wb, If/Icc, Ihc-P - P08779

Número do item: CM0028553

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a citoceratina humana 16 (KRT16), adequado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Para biologia da pele e pesquisa de queratina. (SWISS P08779).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	Citoceratina 16 (KRT16) pAb de Coelho
Observações/Apelido	K16; PC1; CK16; K1CP; NEPPK; FNEPPK; KRT16A; Citoceratina 16 (KRT16)
Espécie	Humano
GeneID	3868
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 190-430 da citoceratina humana 16 (KRT16) (NP_005548.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08779
Peso da Proteína	51kDa
Envio	Saco com gelo