

Anticorpo Monoclonal Anti-Citoqueratina 17 (Krt17) Para Wb, Elisa - Q04695

Número do item: CM0010816

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-Citoqueratina 17 (KRT17) validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa sobre diferenciação epitelial, biologia do folículo piloso e psoríase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Citoqueratina 17 (KRT17) Rabbit mAb
Observações/Apelidos	PC; K17; PC2; 39.1; CK-17; PCHC1; Citoqueratina 17 (KRT17)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3872
GeneID	3872
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Citoqueratina 17 humana (KRT17) (Q04695).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q04695
Peso da Proteína	48kDa
Envio	Bolsa de gelo