

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Citoqueratina 17 (Krt17) Para Wb, If/Icc, Elisa - Q04695

Número do item: CM0020238

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Citoqueratina 17 (KRT17) humana, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Adequado para estudar diferenciação de queratinócitos, biologia do folículo piloso, psoríase e pesquisa com células-tronco epiteliais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho contra Citoqueratina 17 (KRT17)
Observações/Apelido	PC, K17, PC2, 39.1, CK-17, PCHC1, Citoqueratina 17 (KRT17)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3872
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 133-432 da Citoqueratina 17 humana (NP_000413.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q04695
Peso Proteico	48kDa
Envio	Saco de gelo