

Anticorpo Monoclonal Anticitoqueratina 17 Para Wb, If, Ihc, Elisa - Q04695

Número do item: CM0008231

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra a Citoceratina 17 humana, validado para WB, IF, IHC e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas com células epiteliais e estudos de anexos cutâneos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho contra a Citoceratina 17
Observações/Apelido	PC; K17; PC2; 39.1; CK-17; PCHC1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	3872
GeneID	3872
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 333-432 da Citoceratina 17 humana (NP_000413.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	Q04695
Peso da Proteína	48 kDa
Envio	Bolsa de gelo