

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Citoqueratina 18 (Ck18) (Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa) - P05783

Número do item: CM0008211

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a citoqueratina 18 (CK18), validado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Reage com proteínas humanas, de camundongo e de rato. Tem como alvo a proteína de filamento intermediário de 48 kDa presente em epitélios simples. Adequado para pesquisas em câncer, biologia celular e diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho contra Citoqueratina 18
Observações/Apelido	K18; CK-18; CYK18
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	3875
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 241-430 da Citoqueratina 18 humana (NP_000215.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	P05783
Peso da Proteína	48 kDa
Transporte	Bolsa de gelo