


Anticorpo Monoclonal Anti-Citoqueratina 19 (Krt19) Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P08727

Número do item: CM0003427



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado à Citoqueratina 19 (KRT19) humana. Adequado para Western blot, imunofluorescência, imunohistoquímica e ELISA. Reconhece KRT19 de humano, camundongo e rato. Utilize para pesquisa de filamentos intermediários e organização muscular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Cytokeratin 19 (KRT19) Rabbit PolymAb®
Observações/Apelidos	K19; CK19; K1CS
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3880
GeneID	3880
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 243-400 da Citoqueratina 19 (KRT19) humana (NP_002267.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08727
Peso da Proteína	44kDa
Envio	Bolsa de gelo