


Anticorpo Policlonal Anti-Citoqueratina 19 (Krt19) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08727

Número do item: CM0016636



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Citoqueratina 19 humana (KRT19/CK19), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para biologia epitelial e pesquisa oncológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Citoqueratina 19 (KRT19) pAb de Coelho
Observações/Apelido	K19; CK19; K1CS; Citoqueratina 19 (KRT19)
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3880
GeneID	3880
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 210-340 da Citoqueratina 19 humana (KRT19) (NP_002267.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08727
Peso Proteico	44kDa
Envio	Em saco de gelo