

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Citoceratina 2E (Krt2) Para Wb E Elisa - P35908

Número do item: CM0016174

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa a citoceratina 2e (KRT2) humana, validado para aplicações de Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudos sobre diferenciação epidérmica, filamentos intermediários de queratina e função de barreira da pele.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Citoceratina 2e (KRT2) pAb de Coelho
Observações/Apelido	K2e; KRTE; CK-2e; KRT2A; KRT2E; Citoceratina 2e (KRT2)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3849
GeneID	3849
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 da citoceratina 2e (KRT2) humana (NP_000414.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35908
Peso Proteico	65kDa
Envio	Saco de gelo