

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Citoceratina 4 (Krt4) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P19013

Número do item: CM0002007



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a citoceratina 4 humana (KRT4), adequado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com humano e camundongo. Ideal para estudos de epitélio escamoso estratificado de mucosa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Citoceratina 4 (KRT4) mAb de Coelho
Observações/Apelido	K4; CK4; CK-4; CYK4; WSN1; Citoceratina 4 (KRT4)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3851
ID do Gene	3851
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P19013
Peso da Proteína	56kDa
Envio	Saco de gelo