


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Citoceratina 5 (Krt5) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P13647

Número do item: CM0026062



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a citoceratina humana 5 (KRT5), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Ideal para estudar a biologia dos filamentos intermediários em queratinócitos basais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Citoceratina 5 pAb de Coelho
Observações/Apelido	K5; CK5; DDD; DDD1; EBS1; EBS2; EBS2A; EBS2B; EBS2C; EBS2D; EBS2E; EBS2F; KRT5A; Citoceratina 5 (KRT5)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3852
ID do Gene	3852
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da citoceratina humana 5 (KRT5) (NP_000415.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P13647
Peso da Proteína	62kDa
Envio	Saco com gelo