


Anticorpo Monoclonal Anti-Citoqueratina 5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P13647

Número do item: CM0002494



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Citoqueratina 5 humana (KRT5), adequado para Western blotting, imuno-histoquímica (parafina) e ELISA. Reage com amostras humanas, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa em epiderme e queratinócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho para Citoqueratina 5
Observações/Apelido	K5; KRT5; DDD; DDD1; EBS1; EBS2; EBS2A; EBS2B; EBS2C; EBS2D; EBS2E; EBS2F; KRT5A; Citoqueratina 5 (CK5)
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	3852
GeneID	3852
Imunógeno	Péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 491-590 da Citoqueratina 5 humana (KRT5) (P13647)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P13647
Peso Molecular da Proteína	62kDa
Envio	Em saco de gelo