

Anticorpo Monoclonal Anti-Citoqueratina 6 (Krt6) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P48668

Número do item: CM0002536

introdução

O anticorpo monoclonal recombinante de coelho da CamelBio tem como alvo a Citoqueratina 6 humana (KRT6, SWISS P48668), validado para western blot, imuno-histoquímica e ELISA. Adequado para estudos de biologia epitelial e dermatologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Citoqueratina 6 (KRT6)
Observações/Apelido	K6E; KRT6E; PPKNEFD; Citoqueratina 6 (KRT6)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	286887
ID do Gene	286887
Imunogénio	Péptido sintético correspondente aos aminoácidos 465-564 da Citoqueratina 6 humana (P48668)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P48668
Peso Proteico	60 kDa
Envio	Em saco de gelo