

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Citoqueratina 6 (Krt6) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P02538

Número do item: CM0008141



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta pureza direcionado à Citoqueratina 6 humana (KRT6A). Validado para WB, IHC-P, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre integridade epitelial, cicatrização de feridas e biologia de queratinócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Citoqueratina 6 (KRT6)
Observações/Apelido	K6A; K6C; K6D; PC3; CK6A; CK6C; CK6D; CK-6C; CK-6E; KRT6C; KRT6D; Citoqueratina 6 (KRT6)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3853
GeneID	3853
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Citoqueratina 6 humana (KRT6) (P02538).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P02538
Peso Proteico	60kDa
Envio	Em saco de gelo