

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Citoqueratina 6 (Krt6) Para Wb E Elisa - P02538

Número do item: CM0030483



introdução

Anticorpo policlonal de coelho específico para Citoqueratina 6 (KRT6) humana, validado para WB e ELISA. Detecta uma banda de 60 kDa; ideal para estudar integridade epitelial, reparo de feridas e ceratinopatias. - P02538

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Citoqueratina 6 (KRT6) pAb de Coelho
Observações/Apelido	K6A; K6C; K6D; PC3; CK6A; CK6C; CK6D; CK-6C; CK-6E; KRT6C; KRT6D; Citoqueratina 6 (KRT6)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3853
ID do Gene	3853
Imunogênio	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da Citoqueratina 6 (KRT6) humana (NP_005545.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P02538
Peso Molecular da Proteína	60kDa
Envio	Saco de gelo