

Anticorpo Monoclonal Anti-Citoqueratina 7 (Krt7) Para Wb, If, Ihc, Elisa - P08729

Número do item: CM0005232



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado à Citoqueratina 7 humana (KRT7, CK7). Adequado para detecção por WB, IF, IHC, ELISA. Reage de forma cruzada com ortólogos de rato e camundongo. Imunógeno recombinante (aa 291-463, P08729).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho para Citoqueratina 7 (KRT7)
Observações/Apelido	K7; KRT7; SCL; K2C7; Citoqueratina 7 (CK7)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3855
ID do Gene	3855
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 291-463 da Citoqueratina 7 humana (KRT7) (P08729)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08729
Peso Proteico	51 kDa
Envio	Em saco de gelo