

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Citoceratina 7 (Krt7) Para Wb, If-P, Elisa - P08729

Número do item: CM0024480



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Citoceratina 7 (KRT7) validado para WB, IF-P, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Tem como alvo uma proteína do citoesqueleto envolvida na sinalização de interferon e regulação traducional viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Citoceratina 7 (KRT7) pAb de Coelho
Observações/Apelido	K7; CK7; SCL; K2C7; Citoceratina 7 (KRT7)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3855
GeneID	3855
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 230-469 da Citoceratina 7 humana (KRT7) (NP_005547.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P08729
Peso da Proteína	51kDa
Envio	Saco de gelo