


Anticorpo Monoclonal Anti-Citoqueratina 8 (Ck8) Para Wb E Elisa - P05787

Número do item: CM0004802



introdução

Anticorpo monoclonal de rato direcionado à Citoqueratina 8 (CK8) humana para aplicações em WB e ELISA. Validado para as espécies humana, de rato e rato, com mapeamento de epítipo para um peptídeo sintético. Ideal para pesquisa de células epiteliais e queratina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Rato Anti-Citoqueratina 8
Observações/Apelido	K8; KO; CK8; CK-8; CYK8; K2C8; CARD2; Citoqueratina 8
Espécie Alvo	Humana
GeneID	3856
Imunógeno	Peptídeo sintético de CK8
Fonte (Hospedeiro)	Rato
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato, Rato (modelo)
SWISS	P05787
Peso Molecular da Proteína	54 kDa/56 kDa
Transporte	Em saco de gelo