


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Citoqueratina Ae1 Para If-P, Ihc-P, Elisa - P13645 / P02533 / P19012 / P08779 / P08727

Número do item: CM0008515



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Citoqueratina AE1, detectando múltiplas queratinas tipo I (K10, K14, K15, K16, K19). Validado para IF-P, IHC-P e ELISA em tecidos humanos, de rato e de camundongo. Ideal para pesquisa em biologia de células epiteliais e carcinoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de Coelho Anti-Citoqueratina AE1
Observações/Apelido	BIE; EHK; IHL; K10; KPP; BCIE; CK10
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3858/3861/3866/3868/3880
GeneID	3858/3861/3866/3868/3880
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P13645/P02533/P19012/P08779/P08727
Peso Proteico	59kDa/52kDa/49kDa/51kDa/44kDa
Transporte	Saco de gelo