


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Citoqueratina Ae3 Para Wb, Ihc-P, Elisa -

P04264/P35908/P12035/P19013/P13647/P02538/P08729

Número do item: CM0025134



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Citoqueratina AE3 (K1, CK1, EHK) validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage com amostras humanas. Ideal para pesquisa em biologia de epitélio e queratinócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo pAb de Coelho Citoqueratina AE3
Observações/Apelido	K1; CK1; EHK; AEI2; EHK1; EPPK; KRT1A; NEPPK
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3848/3849/3850/3851/3852/3853/3855/3856
GeneID	3848/3849/3850/3851/3852/3853/3855/3856
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 181-280 da Citoqueratina AE3 humana (NP_006112.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reação Cruzada	Humano
SWISS	P04264/P35908/P12035/P19013/P13647/P02538/P08729
Peso Proteico	66kDa/65kDa/64kDa/56kDa/62kDa/60kDa/51kDa
Envio	Bolsa de gelo