


Anticorpo Policlonal Anti- δ -Catenina/P120 Catenina Para Wb, Ihc-P, Elisa - O60716

Número do item: CM0024396



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a δ -Catenina/p120 Catenina (CTNND1). Adequado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade em humanos, camundongos e ratos. Explore pesquisas sobre adesão celular, transcrição e sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	δ -Catenina/p120 Catenina Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CAS; p120; BCDS2; CTNND; P120CAS; P120CTN; p120(CAS); p120(CTN); δ -Catenina/p120 Catenina
Espécie	Humano
GeneID	1500
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 850-968 da δ -Catenina/p120 Catenina humana (NP_001078927.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60716
Peso da Proteína	108kDa
Envio	Saco de gelo