


Anticorpo Policlonal Anti- δ -Catenina/P120 Catenina Para Wb, Ihc-P, Elisa - O60716

Número do item: CM0023865



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à δ -Catenina/p120 Catenina (CTNND1) para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Regulador chave da adesão mediada por caderina e da transcrição; ideal para estudos de câncer e adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	δ -Catenina/p120 Catenina Coelho pAb
Observações/Apelido	CAS; p120; BCDS2; CTNND; P120CAS; P120CTN; p120(CAS); p120(CTN); δ -Catenina/p120 Catenina
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1500
GeneID	1500
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 573-832 da δ -Catenina/p120 Catenina humana (NP_001078938.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60716
Peso Proteico	108kDa
Envio	Saco de gelo