


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti- δ -Catenina/P120 Catenina Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - O60716

Número do item: CM0002842



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra δ -Catenina/p120 Catenina (O60716). Validado para WB, IHC-P, IP, ELISA em humano, camundongo, rato. Regula a estabilidade das caderinas, transcrição e sinalização de GTPases Rho. Ideal para estudos de adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	δ -Catenina/p120 Catenina mAb de Coelho
Observações/Apelido	CAS, p120, BCDS2, CTNND, P120CAS, P120CTN, p120(CAS), p120(CTN), δ -Catenina/p120 Catenina
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1500
GeneID	1500
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 869-968 da δ -Catenina/p120 Catenina humana (O60716)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60716
Peso da Proteína	108kDa
Envio	Saco com gelo