


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Δ-Catenina/P120 Catenina Para Wb E Elisa - O60716

Número do item: CM0024613



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra δ-Catenina/p120 Catenina humana, validado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Para pesquisa de adesão celular e câncer. PM previsto 108 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] δ-Catenina/p120 Catenina pAb de Coelho
Observações/Apelido	CAS; p120; BCDS2; CTNND; P120CAS; P120CTN; p120(CAS); p120(CTN); in
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1500
ID do Gene	1500
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60716
Peso da Proteína	108kDa
Envio	Saco com gelo