


Anticorpo Policlonal Anti-D53 Para Wb E Elisa - Q2Rbp2

Número do item: CM0022897



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a DWARF 53 (D53) de *Oryza sativa*. Validado para WB e ELISA. Útil para estudar a sinalização de estrigolactona e o desenvolvimento de perfilhos em arroz. Peso molecular de aproximadamente 123 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Detalhes
Nome do Produto	D53 Rabbit pAb
Observações/Apelido	D53; DWARF53; Osj_32651
Espécie	Oryza sativa
GeneID	4349543
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1000-1100 de D53 de Oryza sativa (Q2RBP2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q2RBP2
Peso Molecular da Proteína	123kDa
Envio	Bolsa de gelo