

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Daam2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q86T65

Número do item: CM0025387

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a DAAM2, adequado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Ferramenta essencial para pesquisa em sinalização Wnt e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DAAM2 Coelho pAb
Observações/Alias	NPHS24; dj90A20A.1; DAAM2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23500
GeneID	23500
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-86 do DAAM2 humano (NP_056160.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q86T65
Peso Proteico	123kDa
Envio	Bolsa de gelo