

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dab1 Para Wb, If/Icc, Elisa - 075553

Número do item: CM0016299

introdução

Anticorpo DAB1 policlonal de coelho validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Direcionado ao adaptador de sinalização da reelina, ideal para estudos de migração neuronal e desenvolvimento cerebral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DAB1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SCA37; DAB1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1600
ID do Gene	1600
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-185 do DAB1 humano (NP_066566.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	075553
Peso Proteico	64kDa
Envio	Saco de gelo