


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dab2 Para Wb, Fc, Elisa - P98082

Número do item: CM0028682



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao homólogo desabilitado 2 humano (DAB2/DOC2), validado para WB, FC, ELISA. Reagente chave para pesquisa em endocitose, sinalização e câncer. Específico para DAB2 humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DAB2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DOC2; DOC-2; DAB2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1601
ID do Gene	1601
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 340-580 do DAB2 humano (NP_001334.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P98082
Peso Proteico	82kDa
Envio	Saco de gelo