

Anticorpo Policlonal Anti-Dach1 Para Wb, Elisa - Q9Ui36

Número do item: CM0024781



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DACH1 humano, validado para WB e ELISA. Reage com amostras de humano, rato e camundongo. Detecta proteína de 79 kDa, um fator de transcrição envolvido na organogênese e sinalização TGF-beta.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DACH1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	DACH; DACH1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1602
ID do Gene	1602
Imunogénio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Camundongo
SWISS	Q9UI36
Peso da Proteína	79kDa
Envio	Saco de gelo