

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Dact3 Para Wb E Elisa - Q96B18

Número do item: CM0030035

introdução

O anticorpo policlonico de coelho anti-DACT3 da CamelBio tem como alvo o N-terminal (aa1-160) do DACT3 humano, reconhecendo também o DACT3 de camundongo e rato. Validado para WB e ELISA, é ideal para pesquisas da via de sinalização Wnt.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DACT3 Rabbit pAb
Observações/Alias	RRR1; DAPPER3; DACT3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	147906
GeneID	147906
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96B18
Peso da Proteína	65kDa
Envio	Bolsa de gelo