

## Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Dad1 (Wb, Elisa) - P61803

Número do item: CM0018496



### introdução

Anticorpo Policlonico de Coelho anti-DAD1 validado para WB, ELISA. Detecta DAD1 humano, de camundongo e rato, subunidade do complexo OST crucial para N-glicosilação. Ideal para pesquisa de estresse no RE e apoptose.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | DAD1 Rabbit pAb                                                                                                                   |
| Observações/Apelido | OST2; DAD1                                                                                                                        |
| Espécie             | Humano                                                                                                                            |
| GeneID (Humano)     | 1603                                                                                                                              |
| GeneID              | 1603                                                                                                                              |
| Imunógeno           | Péptido Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do DAD1 humano (NP_001335.1). |
| Origem              | Coelho                                                                                                                            |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                            |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                          |
| SWISS               | P61803                                                                                                                            |
| Peso Proteico       | 12kDa                                                                                                                             |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                                     |