

Anticorpo Policlonal Anti-Dag1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14118

Número do item: CM0024029



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DAG1 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta distroglicana em humanos, camundongos e ratos. Ideal para estudar adesão celular, distrofia muscular e entrada viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DAG1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	A3a; DAG; AGRNR; 156DAG; MDDGA9; MDDGC7; MDDGC9; LGMDR16; DAG1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1605
GeneID	1605
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 654-749 do DAG1 humano (NP_004384.4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14118
Peso da Proteína	97kDa
Envio	Saco com gelo