

Anticorpo Policlonal Anti-Dag1 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q14118

Número do item: CM0016072



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DAG1 humano (Distroglícano 1), validado para WB, IF/ICC, IP e ELISA. Adequado para estudos de sinalização do complexo do distroglícano, matriz extracelular e receptores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DAG1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	A3a; DAG; AGRNR; 156DAG; MDDGA9; MDDGC7; MDDGC9; LGMDR16; DAG1
Espécie	Humano
ID do Gene	1605
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 776-895 de DAG1 humano (NP_001171108.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14118
Peso da Proteína	97kDa
Envio	Embalagem de gelo