

Anticorpo Monoclonal Anti-Dao Para Wb, Elisa - P14920

Número do item: CM0005933



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a D-aminoácido oxidase humana (DAO), validado para Western blot (WB) e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar o metabolismo de D-aminoácidos e vias neurológicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DAO Rabbit mAb
Observações/Apelido	DAAO; OXDA; DAMOX; DAO
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1610
GeneID	1610
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da DAO humana (NP_001908.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P14920
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco com gelo