


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dao Para Wb, If, Elisa - P14920

Número do item: CM0025822



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a D-amino-ácido oxidase humana (DAO). Validado para aplicações de WB, IF e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre metabolismo, neurociência e estresse oxidativo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DAO Rabbit pAb
Observações/Apelido	DAAO; OXDA; DAMOX; DAO
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1610
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-347 do DAO humano (NP_001908.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P14920
Peso Proteico	39kDa
Envio	Saco de gelo