

Anticorpo Monoclonal Anti-Dap Quinase 1 (Dapk1) Para Wb E Elisa - P53355

Número do item: CM0002464



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado aos resíduos 250-350 da DAP Quinase 1 (DAPK1). Adequado para WB e ELISA; apresenta reatividade cruzada com humano e camundongo. Para pesquisa em apoptose, autofagia e sinalização de sobrevivência celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DAP Quinase 1 (DAPK1) mAb de coelho
Observações/Alias	DAPK, ROCO3, DAP Quinase 1 (DAPK1)
Espécie	Humano
ID do Gene	1612
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P53355
Peso da Proteína	160kDa
Envio	Bolsa de gelo